

ElesAs

マイクロアンペア機器 エレサス®

目覚めよ、 ワタシの Vitalization®

自分史上最高のコンディショニングへ

微弱電流により、 肌のお悩みを解消に導きます。

マイクロアンペア機器『エレサス®』は、人体への負担が極めて少ない微弱な電流を体に流すことにより、筋肉を刺激し、細胞の働きを活発にすることで、シワやたるみ、むくみ、くすみなど肌のお悩みを解消に導きます。また、顔だけでなく、全身にも微弱電流を流すことができるので、体全体の生体電流を整え、代謝機能も改善していきます。

ほぼ何も感じないほどの微弱な電流で、 Vitalization®を加速させていきます。

マイクロアンペア機器『エレサス®』から出力される電流は、25~600 μ A（マイクロアンペア）。A（アンペア）の100万分の1の単位を使用しているため、電気療法独特のピリピリした感覚もなく、ほとんど刺激を感じません。また、周波数も0.3~2000Hzの間で選択でき、生体内の電離をモニタリングしながら、細胞深くまでアプローチし、自然治癒力を高め Vitalization®（バイタリゼーション）を加速させていきます。



安心・信頼の10年間無料保証

※付属品は含まれていません。



ElesAs

マイクロアンペア機器 エレサス®

* 標準付属品



- ① Yプローブ E
- ② トリガープローブ E
- ③ インディファレントプローブ E
- ④ 四肢クリップ電極
- ⑤ コイルワイヤー E
- ⑥ リードワイヤー E
- ⑦ ドロップチップ (プレート型チップ)
- ⑧ ACアダプター (ACコード付き)
- ⑨ 電解液 (大)

* 仕様

販売名	エレサス
定格電源電圧	(充電時) 100V, 50-60Hz, (作動時) DC24V
出力電流	最大 600 μ A
出力電圧	最大 1.2 V
出力波形	周波数変調方形波
出力周波数	0.3, 1.0, 2.0, 2.5, 4.0, 8.0, 10, 20, 40, 80, 100, 160, 320, 400, 800, 1600, 2000 Hz ±30%, AUTO
タイマー	4, 6, 8, 12, 16, 30 secs, 1, 3, 5, 10, 15, 20分, 連続 ±10%
保管条件 (本体)	(温度) -10 ~ +40°C (湿度) 10 ~ 90%
寸法	W365 x D300 x H110 mm
重量	4.4 kg (本体)

* オプション品



専用ワゴン



ゴムシート電極



ボールチップ電極



粘着電極 (サンパッド)



各種プレート電極

※持ち運びが便利なキャリーケースも
ご用意しております。

MEMO



安全に関するご注意

- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 定期的に器械の点検を必ず行って下さい。

※仕様及びデザインは改良のため、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

製造発売元

Sun 株式会社 サンメディカル

本社：〒467-0806 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通 7-33
 TEL：052-841-5384 (代) FAX：052-841-5399
<http://www.sunmed.co.jp>

取扱店

